



送信器名称 CH番号	保温庫 CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃
収録データ数	2017
欠損データ数	0
測定間隔	00:05:00
最高値	23.2
最低値	9.7
平均値	20.6

2014.9.23 5:25頃 15℃以下となりアラーム発生  
 薬剤部当直者が原因を探索した際、温度低下が進行  
 6:00頃 センター薬剤師に連絡があり、6:10頃より扉の開放を指示  
 6:25 15℃以上になるのを確認  
 7:00 センター薬剤師が温度等確認し扉を閉める  
 当該依頼者へ連絡し対応済み

2014.9.24 保温庫X-カー（110+ソニーク）にある点検結果、コンプレッサー11L-の劣化が原因と判明  
 2014.9.30 コンプレッサー11L-の交換施行

30/Sep/2014 鈴木 聖